



BOI TRAK II Respirometriás BOI-készülék tartozékokkal

Termékszám:

2952400

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Manometrikus BOD(n) laboratóriumi mérőállomás, vezérlőegység és keverő hat palackhoz nyomásérzékelővel

BOI mérési programok 5, 7, 10 napra, 30 napos OECD biodegradációs vizsgálat

Mérési tartomány: 0-700 mg/liter O₂, változtatható

6 db gumikarmantyús dugóval, 6 db 492 ml-es barna üvegpalackkal, zsírral, 6 db mágneses keverővel, tölcsérrel, egy csomag LiOH-porpárnával, egy csomag tápanyag porpárnával

Műszaki adatok

A doboz tartalma:

A BOITrak II készülék észak-amerikai és kontinentális európai hálózati tápkábelt, automatikus kapcsolóüzemű tápegységet, hat palackot, hat mágneses keverőpálcát, hat zárókupakot, kaparókanalat, BOI tápoldat pufferpárnákat és kálium-hidroxid gyöngyöket tartalmaz.

Bemenő feszültség:

110 - 240 V, 50/60 Hz

BOD Bottle:

473 mL/6 pcs

Csúszás:

< 3 3 mg/L BOI eredmény 5 nap alatt

Garancia:

24 hónap

Interfész:

RS232

Kapacitás:

Šest 492 mL boce

Lábjegyzet:

*A BOITrak II módszert az USEPA a NPDES jelentésekhez nem hagyta jóvá.

Mérés módszer:

Manometric

Méréstartomány:

0 - 700 mg/L (Választható: 0 - 35, 0 - 70, 0 - 350 vagy 0 - 700 mg/L O₂)

Műszer:

BOD Trak II Apparatus

Output Voltage:

24V, UL CSA és TÜV-jóváhagyással

Súly:

4 kg

A doboz tartalma

A BOITrak II készülék észak-amerikai és kontinentális európai hálózati tápkábelt, automatikus kapcsolóüzemű tápegységet, hat palackot, hat mágneses keverőpálcát, hat zárókupakot, kaparókanalat, BOI tápoldat pufferpárnákat és kálium-hidroxid gyöngyöket tartalmaz.

Product details pdf footer