



Intellical MTC101 laboratóriumi, alacsony karbantartási igényű, gélöltésű ORP/RedOx elektróda, 1 méteres kábel

Termékszám:	MTC10101
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 1 héten belül	

Az Intellical MTC101 egy digitális kombinációs oxidációcsökkentési potenciál (ORP/RedOx) szonda nem újratölthető, gél-elektrolit referenciával és beépített hőmérséklet-érzékelővel. A MTC101 elektróda a nem újratölthető, gélöltésű nyílt referenciakapcsolásnak köszönhetően kevés karbantartást igényel. A fém-elektroda laboratóriumi változata a platina érzékelőelemig terjedő epoxi műanyag házának köszönhetően ütésálló. Az elektróda 3 vagy 1 méteres kábelrel kapható. Az MTC101 elektróda az ORP/RedOx abszolút mV értékek szennyvízben, ivóvízben való mérésére és általános vízminőségi alkalmazásokhoz ideális. A MTC101 elektróda nem alkalmazható szerves oldószerek esetén.

Számos alkalmazásban gyors, stabil választ ad

Amikor a mérés stabil, az Intellical digitális szondák lezárják az eredményt, és eltávolítják a becslést, amelynek értéke gyorsan változik. Ráadásul gyors mérési stabilitáshoz a szonda nagy, nyitott referenciakapcsolása maximális mintavételi területet biztosít a minta és a referenciaelektroda között.

Tökéletes nyomon követhetőség a méréselőzményekben

Tárolja minden mérés idő- és dátumbélyegzőjét, kezelő- és mintaazonosítót, kalibrálási előzményeket, paramétereket és szonda sorozatszámokat

Figyelmezteti a felhasználót, ha újra kell kalibrálni

A mérések legmegbízhatóbb és legpontosabb eredményeihez nem szükségesek becslések.

Újrakalibrálás vagy a mérési beállítások ismételt beville nélkül áthelyezhetők más mérőműszerbe

Ideális megoldást nyújt a több HQD sorozatú laboratóriumi és hordozható műszerekkel felszerelt többfelhasználós környezetek számára

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Intellical MTC101 laboratóriumi ORP/RedOx elektróda tároló szívópalackkal, 1 m-es kábel, ellenőrzési tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.
Accuracy:	±0,02 mV vagy 0,05%, amelyik nagyobb
Csatlakozó:	Nyitott csatlakozó
Elektróda típus:	Nem újratölthető gél referenciaelem
Felbontás:	± 0,1 mV
Garancia:	6 hónap
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet pontosság:	±0,3 °C
Hőmérséklet tartomány:	0 - 80 °C
Hossz:	175 mm
Kábel hossz:	1 m
Készlet?:	Nem

Méréstartomány:	±1200 mV
Method Type:	Laboratórium: nem újratölthető gél referenciaelem
Paraméter:	ORP
Product Kit:	Modell: MTC101
	Mellékelt tartozék: nincs
Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Epoxi
Speciális tulajdonság:	A lapos korong érzékelő könnyen tisztítható.
Súly:	0,1 kg
Szenzor típus:	Platina korong
Szondatípus:	Normál
Termisztor:	ATC
Test requirements:	Szükséges paraméter: ORP
	Minimális mintamélység (mm): 20

A doboz tartalma

Intellical MTC101 laboratóriumi ORP/RedOx elektróda tároló szívópalackkal, 1 m-es kábel, ellenőrzési tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.