



Test kit, phosphorus, orthophosphate (reactive) , model PO-19A

Termékszám:

224801

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0 - 0.8 mg/L PO ₄
Méréstartomány (2):	0 - 4 mg/L PO ₄
Módszer név:	Color disc/Ascorbic acid
Paraméter:	Phosphorus, Orthophosphate (reactive) - As PO ₄ ³⁻
Parameter:	Phosphorus
Platform:	Color Disc
Smallest increment:	0.02
Standard mérési tartomány:	0 - 0.8 mg/L PO ₄ ; 0 - 4 mg/L PO ₄ ; 0 - 40 mg/L PO ₄
Tartó stílus:	F
Tesztek száma:	100
Tesztkészlet model:	PO-19A
	(Includes filtration for turbid samples.)
Típus:	PO-19A