



Test kit, phosphate, model PO-23

Termékszám:

224902

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható

Veszélyes



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Műszaki adatok

Méréstartomány:	Dual Range
Méréstartomány (2):	1 - 40 mg/L PO ₄
Módszer száma:	Color disc/Ascorbic acid for clear samples
Paraméter:	Phosphate, ortho-/meta- - As PO ₄ ³⁻
Parameter:	Phosphate
Platform:	Color Disc
Smallest increment:	0.1 1
Standard mérési tartomány:	0.1 - 4 mg/L PO ₄ ; 1 - 40 mg/L PO ₄
Tartó stílus:	F
Tesztek száma:	100
Tesztkészlet model:	PO-23
Típus:	PO-23