



Iron color disc test kit, model IR-18A

Termékszám:

146500

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Using the simple color disc method, this kit measures Iron (Range - 0.02-1 mg/L) and contains 100 tests.

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field

Műszaki adatok

Méréstartomány:	Low Single Range
Módszer név:	Color disc/ 1,10 Phenanthroline
Paraméter:	Iron, medium range - As Fe**
Parameter:	Iron
Platform:	Color Disc
Smallest increment:	0.02
Standard mérési tartomány:	0.02 - 1.00 mg/L Fe
Tartó stílus:	B
Tesztek száma:	100
Tesztkészlet model:	IR-18A
Típus:	Egyetlen metrikus