



Sulfite Test Kit, Model SU-5

Termékszám:

148002

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



Utilizing drop count titration/iodometric to determine sulfite, this kit contains 100 tests.

Utilizes drop count titration - a simple, economical titration method

Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field

Műszaki adatok

Méréstartomány:	1.0 - 20 mg/L & 10 - 200 mg/L SO_3^{2-}
Módszer név:	Drop count, titration Iodometric
Paraméter:	Sulfite
Platform:	Drop Count Titration
Smallest increment:	1 10
Tartó stílus:	D
Tesztek száma:	100
Tesztkészlet model:	SU-5