



Be Right™



Flask, Filtering, Polypropylene, 1000 mL

Termékszám:	2089953
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Polypropylene filtering flask with side-arm at 45° angle prevents tipping. Barbed side-arm accepts 1/4-3/8" I.D. tubing for application of vacuum. See page 380 for tubing; see page 375 for stopper.

Műszaki adatok

Anyaga:	Polypropylene
Egység:	1 each
Kapacitás:	1000 mL