



Be Right™



Mintacella, 1 hüvelykes négyzetes üveg, 2 db

Termékszám:	2612602
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Precíziósan párba csiszolt cellák 2 darabos készletben szállítjuk.

Precíziósan párba csiszolt cellák 2 darabos készletben szállítjuk.

Műszaki adatok

Anyag:	Üveg
Optikai fényút:	1 inch square
Térfogat/ csomagméret:	2 db 25 ml, párba csiszolt, kupakkal