



Mintacella, 1 inch-es hengeres polisztirol, 2 db

Termékszám:	4864302
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

2 darabos készletben szállítjuk, kupakkal.

2 darabos készletben szállítjuk, kupakkal.

Műszaki adatok

Anyag:	Polisztirol
Lábjegyzet:	A DR/800 sorozatú koloriméter vagy Pocket Colorimeter II műszer megvásárlásához 1 pár cellát adunk.
Optikai fényút:	1 inch-es, kör
Térfogat/ csomagméret:	2 db 10 ml, kupakkal