



Többscellás tartó

Termékszám:

A23618

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

Tartozékok spektrofotométerekhez/folyadékok spektrális méréséhez A tartó 10, 20 vagy 50 mm-es négyszögletes cellákhoz vagy 1 hüvelykes kerek és négyszögletes cellákhoz használható.

Műszaki adatok

Anyag:	ABS
Includes:	5
Méretek (MxSZxM):	42 mm x 107 mm x 107 mm
Súly:	0,094 kg
Térfogat/ csomagméret:	1 db