



## POCKET Colorimeter II Koloriméteres vizsgálókészlet klór és pH elemzésére

Termékszám:

5870012

Veszélyes

**ELAVULT CIKK**

Ez a termék már nem elérhető.



### Kis méret, nagy teljesítmény a vízelemzésben

A szabad és összes klór meghatározására programozott hordozható koloriméter DPD és fenolvörös módszer

Hordtáskában, reagensekkel, küvettákkal és kezelési utasítással

**Egyszerű: az összes funkció mindössze négy gombbal elérhető.**

**Áramellátás: elemes működtetés esetén legfeljebb 2000 vizsgálatra**

**A háttérvilágításnak és a nagyméretű számoknak köszönhetően a kijelzett értékek még nehéz körülmények között is jól láthatók.**

**Megbízható eredmények bárhol**

**Masszív, ugyanakkor könnyű kialakítás**

---

### Műszaki adatok

A doboz tartalma:

Pocket Colorimeter II elemzőrendszer DPD klór és kolorimetriás fenolvörös pH módszerrel\*  
Méréstartományok: 0,1 - 10,0 mg/liter Cl<sub>2</sub> és 6,0 - 8,5 pH Reagenskészlet (100 szabad klór-, 100 összes klór- és 100 pH-vizsgálathoz) Felváltja a 4670012 cikkszámú Klór és pH zseb-kolorimétert és a 4110022 cikkszámú DR/100 klór/pH műszert. Nem ajánlott az ivóvíz eredmények hatósági jelentéséhez. Lásd az 5870000 cikkszámú klór (szabad és összes) Pocket Colorimeter II teszt készletet a klór alacsony tartományú, vagy a 5870062 cikkszámú készletet a közép- és felső tartományú méréséhez. Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.

Abszorbancia:

0 - 2.5 Abs

Adatrögzítő :

10 mért értékek

Borítás besorolás:

IP67 (elemtartó nélkül)

Detektor:

Silicon detector

Elem élettartam:

2000 tests körülbelül

\* A háttérvilágítás csökkenti az elemek élettartamát.

Felhasználói programok:

Egyedi programozás

Fényforrás:

Fénykibocsátó dióda (LED)

Hullámhossz:

Fixed wavelength  $\pm$  2 nm varies with model

|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Hullámhossz kalibráció:                    | nincs adat                                                      |
| Hullámhossz pontosság:                     | Rögzített hullámhossz $\pm 2$ nm a típus szerint változik       |
| Hullámhossz tartomány:                     | a típus szerint változik                                        |
| Interfész:                                 | nincs adat                                                      |
| Kezelőfelület nyelve:                      | nincs adat                                                      |
| Kijelző:                                   | Numerikus LCD, fekete/fehér, háttérvilágítás                    |
| Környezeti feltétel: hőmérséklet:          | 10 - 40 °C                                                      |
| Környezeti feltétel: relatív páratartalom: | legfeljebb 80 % relatív páratartalom (nem lecsapódó)            |
| Küvetta kompatibilitás:                    | 1 hüvelykes hengeres /1 cm-es négyzetes (opcionális adapterrel) |
| Megfelelőségi igazolások:                  | CE                                                              |
| Méréstartomány:                            | 0.1 - 10.0 mg/L Cl <sub>2</sub>                                 |
| Méréstartomány (2):                        | 6,0 - 8,5 pH                                                    |
| Méreték (MxSZxM):                          | 156 mm x 61 mm x 35 mm                                          |
| Módszer név:                               | Koloriméter/DPD                                                 |
|                                            | Fenolvörös, DPD                                                 |
| Működési mód:                              | Hach fiolás vizsgálatok vízelemzéshez                           |
| Műszer:                                    | A PC II is a készlet része.                                     |
| Paraméter:                                 | pH és magas mérésstartományú klór                               |
| Smallest increment:                        | 0.1                                                             |
| Spektrális sáv szélesség:                  | 15 nm a szűrő sáv szélessége                                    |
| Súly:                                      | 0,23 kg                                                         |
| Szünet mód:                                | 4 db AAA méretű alkálielem                                      |
| Tartó stílus:                              | R                                                               |
| Teszttek száma:                            | 100                                                             |

## A doboz tartalma

Pocket Colorimeter II elemzőrendszer DPD klór és kolorimetriás fenolvörös pH módszerrel\* Mérésstartományok: 0,1 - 10,0 mg/liter Cl<sub>2</sub> és 6,0 - 8,5 pH Reagenskészlet (100 szabad klór-, 100 összes klór- és 100 pH-vizsgálathoz) Felváltja a 4670012 cikkszámú Klór és pH zseb-kolorimétert és a 4110022 cikkszámú DR/100 klór/pH műszert. Nem ajánlott az ivóvíz eredmények hatósági jelentéséhez. Lásd az 5870000 cikkszámú klór (szabad és összes) Pocket Colorimeter II teszt készletet a klór alacsony tartományú, vagy a 5870062 cikkszámú készletet a közép- és felső tartományú méréséhez. Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.