



POCKET Colorimeter II Koloriméteres vizsgálókészlet fluor elemzéséhez

Termékszám:

5870005

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



Kis méret, nagy teljesítmény a vízelemzésben

A fluorid meghatározására programozott hordozható koloriméter, SPADNS módszer Hordtáskában, reagensekkel, küvettákkal és kezelési utasítással

Egyszerű: az összes funkció mindössze négy gombbal elérhető.

Áramellátás: elemes működtetés esetén legfeljebb 2000 vizsgálatra

A háttérvilágításnak és a nagyméretű számoknak köszönhetően a kijelzett értékek nehéz körülmények között is jól láthatók.

Megbízható eredmények hálózati áramellátás nélkül

Masszív, ugyanakkor könnyű kialakítás

Műszaki adatok

A doboz tartalma:

Pocket Colorimeter II elemzőrendszer fluoridhoz, 0,1 - 2 mg/liter, SPADNS AccuVac fluorid reagenskészlettel (50 vizsgálatra) A SPADNS fluorid AccuVac vagy SPADNS fluorid oldat használatához két előre kalibrált görbe rendelhető (külön kell megrendelni, cikkszám 444-49). Ha a szabályozást előíró hatóságok igénylik, a szoftver lehetővé teszi az adatregisztrációt és a kalibrációs meredekség beállítását. Ivóvízhez és szennyvízhez az USEPA jóváhagyásával Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.

Borítás besorolás:

IP67 (elemtartó nélkül)

Detektor:

Silicon detector

Garancia:

24 hónap

Hullámhossz:

Fixed wavelength ± 2 nm varies with model

Hullámhossz pontosság:

Rögzített hullámhossz ± 2 nm a típus szerint változik

Kijelző:

LCD, háttérvilágítás

Lamp Type:

Fénykibocsátó dióda (LED)

Megfelelőségi igazolások:

CE

Méréstartomány:

0.1 - 2.0 mg/L

Méretek (MxSZxM):

155 mm x 61 mm x 35 mm

Módszer név:

Koloriméter/

	SPADNS
Módszer száma:	8029
Paraméter:	Fluorid
Smallest increment:	0.1
Súly:	0,23 kg
Tesztek száma:	50

A doboz tartalma

Pocket Colorimeter II elemzőrendszer fluoridhoz, 0,1 - 2 mg/liter, SPADNS AccuVac fluorid reagenskészlettel (50 vizsgálathoz) A SPADNS fluorid AccuVac vagy SPADNS fluorid oldat használatához két előre kalibrált görbe rendelhető (külön kell megrendelni, cikkszáma 444-49). Ha a szabályozást előíró hatóságok igénylik, a szoftver lehetővé teszi az adatrögzítést és a kalibrációs meredekség beállítását. Ivóvízhez és szennyvízhez az USEPA jóváhagyásával Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.