



POCKET Colorimeter II Koloriméteres vizsgálókészlet szulfát elemzéséhez

Termékszám:

5870029

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



Kis méret, nagy teljesítmény a vízelemzésben

Hordozható koloriméter a szulfát meghatározására programozva, 2-70 mg/liter SO₄, bárium-szulfátos módszer Hordtáskában, reagensekkel, küvetákkal és kezelési utasítással

Egyszerű: az összes funkció mindössze négy gombbal elérhető.

Áramellátás: elemes működtetés esetén legfeljebb 2000 vizsgálatra

A háttérvilágításnak és a nagyméretű számoknak köszönhetően a kijelzett értékek nehéz körülmények között is jól láthatók.

Megbízható eredmények hálózati áramellátás nélkül

Masszív, ugyanakkor könnyű kialakítás

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Pocket Colorimeter II elemzőrendszer szulfáthoz, 2 - 70 mg/liter, reagenskészlettel (100 vizsgálatra), kezelési utasítással és hordtáskával Szennyvízre az USEPA jóváhagyásával Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.
Borítás besorolás:	IP67 (elemtartó nélkül)
Detektor:	Silicon detector
Garancia:	24 hónap
Hullámhossz:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Hullámhossz pontosság:	Rögzített hullámhossz ± 2 nm a típus szerint változik
Kijelző:	LCD, backlit
Megfelelőségi igazolások:	CE
Méréstartomány:	2 - 70 mg/L
Méretek (MxSZxM):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Módszer név:	Koloriméter/Turbidimetriás
Módszer száma:	8051
Műszer:	A PC II is a készlet része.
Paraméter:	Szulfát
Smallest increment:	1

Súly:	0,23 kg
Tartó stílus:	D
Tesztek száma:	100

A doboz tartalma

Pocket Colorimeter II elemzőrendszer szulfáthoz, 2 - 70 mg/liter, reagenskészlettel (100 vizsgálathoz), kezelési utasítással és hordtáskával
Szennyvízre az USEPA jóváhagyásával Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre
bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.