



Be Right™



Szabad klór Chemkey reagensek (300-as csomag)

Termékszám:	8499300
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Szabad klór Chemkey-k, tartomány: 0,04 - 4,00 mg/L Cl_2 . SL1000 hordozható párhuzamos elemzőkhöz (PPA). 25/12 doboz (összesen 300 teszt).

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,04 - 4,00 mg/L Cl_2
Módszer száma:	10260
Paraméter:	Szabad klór
Platform:	Chemkeys
Térfogat/ csomagméret:	300 db/cs