



Intellical PHC301 laboratóriumi, általános célú, újratölthető pH-elektroda, 3 méteres kábel

Termékszám:	PHC30103
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Az Intellical PHC301 egy digitális kombinációs pH-elektroda beépített hőmérséklet-érzékelővel. A PHC301 újratölthető, két kerámiatűs referenciakapcsolásos elektródával rendelkezik. Ez a laboratóriumi pH-elektroda az üvegbúra érzékelőelemig terjedő zeonor műanyag házának köszönhetően ütészálló. Az elektróda 3 vagy 1 méteres kábellel kapható. A PHC301 újratölthető kombinációs pH-elektroda használata szennyvíz, ivóvíz, valamint általános vízminőségi alkalmazások esetén javasolt. A PHC301 elektróda nem alkalmazható szerves oldószerek esetén. A szonda csomagolása egy 28 mL-es palackot is tartalmaz, referenciaelektrolit-töltőoldattal (3 M KCl oldat AgCl-dal telített).

Az Intellical digitális szondákat gyárilag kalibrálják
Kicsomagolás után azonnal használható.

Az Intellical digitális szondák figyelmeztetik a felhasználót, amikor újrakalibrálásra van szükség
A mérések legmegbízhatóbb és legpontosabb eredményeihez nem szükségesek becslések.

Az Intellical digitális szondák tökéletes nyomonkövethetőséget biztosítanak a méréselőzményekben
Tárolja minden mérés idő- és dátumbélyegzőjét, kezelő- és mintaazonosítót, kalibrálási előzményeket, paramétereket és szonda sorszámokat.

Az Intellical digitális szondák újrakalibrálás vagy a mérési beállítások ismételt bevitele nélkül helyezhetők át más mérőműszerbe
Ideális megoldást nyújt a több HQD sorozatú laboratóriumi és hordozható műszerekkel felszerelt többfelhasználós környezetek számára.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Intellical PHC301 laboratóriumi pH-szonda tároló szívópalackkal, 3 m-es kábel, 28 mL-es palack referenciaelektrolit-töltőoldattal (3 M KCl oldat AgCl-dal telített), ellenőrzési tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.
Accuracy:	± 0,02 pH
Alkalmazás:	Clean & Dirty Samples
Csatlakozó:	Tű porózus csatlakozó
Elektróda típus:	Újratölthető referenciaelem
Felbontás:	0,001/0,01/0,1
Garancia:	12 hónap
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet pontosság:	±0,3 °C
Hőmérséklet tartomány:	0 - 50 °C
Hossz:	175 mm
Kábel hossz:	3 m
Készlet?:	Nem
Méréstartomány:	0–14 pH
Method Type:	Mező: újratölthető referenciaelem

Paraméter:	pH
Product Kit:	Modell: PHC301
	Mellékelt tartozék: nincs
Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Zeonor
Sodium (Alkalinity) error:	-0,6 pH 12,6 pH-értéknél 1 M NaOH esetén
Speciális tulajdonság:	Kettős csatlakozású referencia
Súly:	0,15 kg
Szenzor típus:	pH Üveg
Szondatípus:	Normál
Termisztor:	ATC
Test requirements:	Szükséges paraméter: pH
	Minimális mintamélység (mm): 15
Töltőoldat:	3 M KCl oldat. AgCl-dal telített (termékszám: 2841700)

A doboz tartalma

Intellical PHC301 laboratóriumi pH-szonda tároló szívópalackkal, 3 m-es kábel, 28 mL-es palack referenciaelektrolit-töltőoldattal (3 M KCl oldat AgCl-dal telített), ellenőrzési tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.

Szükséges tartozékok

- Töltőoldat, referencia, 3 M KCl és AgCl, 100 mL (Item S21M004)
- Töltőoldat, referencia, 3 M KCl és AgCl, 28 mL (Item 2841700)