




SENSION+ MM 340 Laboratóriumi pH- és ionmérő, GLP, elektródák nélkül

Termékszám: LPV2200.98.0002

HUF Ár (nettó): Elérhető
Elérhetőségünk

GLP-kompatibilis laboratóriumi alaplátvány pH és ISE mérésekre Mágneses keverővel, érzékelő tartóval, oldatokkal (pH 4, pH 7, pH 9 és KCl), mágnespálcás keverős kalibráló lombikokkal és használati utasítással

Elektródák nélkül

A „minden az egyben” rendszer az irányított navigációs menüvel meggyorsítja és egyszerűsíti az általános elektrokémiai vizsgálatokat. A kialakításnak köszönhetően többféle alkalmazáshoz használható.

Comprehensive Lab station

Reproducible conditions, easy to use.

Low consumable demand.

Műszaki adatok

Adat export:	A soros vagy soros-USB kábelon keresztül töltse le számítógépre.
Adattárolás:	Optionális kétirányú vezérlés számítógépről
Áram és USB működés:	Dátum és idő, készülék azonosító, minta azonosító
Asztali:	Yes
Auto-puffer felismerés:	Igen
Belső eredmény tároló kapacitás:	IUPAC standardok (DIN 19266) vagy technikai puffer (DIN 19267)
Bemenetek:	330 per Channel
	2 BNC,
	2 referencia, Pt1000
Fajlagos ellenállás mérés:	-
Felbontás:	pH: 0,001
Garancia:	36 hónap
GLP jellemzők:	Yes
Háttérfény:	Yes
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet kompenzáció:	Pt 1000 hőmérséklet érzékelővel vagy billentyűzeton keresztül

Hőmérséklet mérés:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Hőmérséklet pontosság:	≤ 0.2 °C
Hossz:	-
Interfész: nyelvek:	English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese
Járna-e hozzá szondák?:	Nem
Kalibrációs intervallum/emlékeztető/ riasztás:	Emlékeztető 1 óra és 7 nap
Készlet?:	Nem
Kijelző:	Háttérvilágítású grafikus LCD
Kijelző típus:	128 x 64 pixel A két szondából érkező eredmények egymás után fogadhatók és megjeleníthetők.
Kimenet :	RS-232 (kétirányú), USB
Környezeti feltétel: hőmérséklet:	0 - 40 °C (41 - 104 °F)
Környezeti feltétel: relatív páratartalom:	< 80 % relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Measuring range:	±2000 mV
Megfelelőségi igazolások:	CE.WEEE
Méret (MxSZxM):	110 mm x 350 mm x 201 mm
Mintahőmérséklet:	2 channels
Működési interfész:	Billentyűzet
mV felbontás:	0.1/1 mV
mV mérés :	±2000 mV
Oldott oxigén felbontás:	-
Oldott oxigén kalibráció:	-
Oldott oxigén mérés:	-
Paraméter:	pH, mV, ISE, ORP/redox, hőmérséklet
PC data transfer software :	Yes, Optional
pH Accuracy:	≤0.002 pH
pH Electrode calibration:	1 - 3 ponts kalibrálás
pH felbontás:	Választható funkciók 0.01 - 0.1 pH pH 0,001, 0,01 és 0,1
pH Measurement Range:	-2 pH 16 pH
Precizitás (RDS):	±1 digit
Printer:	Opcionális tartozék
Result ID:	Időbélyegzés, felhasználói azonosító, minta azonosító stb.
Salinity resolution:	-
Sótartalom mérés:	-
Súly:	1,1 kg
Tartó IP besorolás:	IP42
TDS felbontás:	-
TDS mérés:	-
Teljesítmény:	115/230 V univerzális tápegység készlettel
Típus:	MM340
Vezetőkéesség felbontás:	-
Vezetőkéesség mérés:	-
Vezetőkéesség mérés: hőmérséklet korrekció:	-
Vezetőkéesség pontosság:	-