



Sension+ Multi-érzékelő pH és ORP/Redox mérésre

Termékszám:	LZW5045.97.0002
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Multi-érzékelő pH (0-14), ORP (± 2000 mV) és hőmérséklet (0-80 °C) mérésére Automatikus hőmérséklet-kompenzáció A kábel hossza 1,5 m. Kifejezetten a SENSION+ MM110 multimérőhöz

Polikarbonát házzal, gélelektrolittal és kerámia membránnal

A felhelyezhető kalibráló csövek becsavarhatók az elektróda fogantyújába (csak 2 ml puffer vagy standard). A tárolási védelem megakadályozza a törést és elkerüli a membrán túlnyomását.

Pontos

Egyszerű használat

Robusztus és tartós

Műszaki adatok

Accuracy:	pH 0,02 az MM110 műszerrel
Anyag:	Érzékelő ház: Polikarbonát
Csatlakozó:	Sension+ MP8
Garancia:	6 hónap
Hőmérséklet tartomány:	0 - 80 °C
Hossz:	85 mm
Kábel hossz:	1.5 m
Méréstartomány:	ORP: ± 2000 mV
Méréstartomány (2):	pH: 0 - 14 pH
Méretek (ÁxH):	12 mm x 85 mm
Paraméter:	pH, ORP
Speciális tulajdonság:	pH, ORP
Szenzor típus:	pH: Üveg
	ORP: Platina
Szonda illesztés:	Kerámia
Szondatípus:	Hordozható kombinált pH/ORP
Termisztor:	Pt1000

Típus:	Hordozható
Töltőoldal:	Nem tölthető gél