



Sension+ Referenciaelektroda ISE-elektrodához, kerámia membrán, banándugós csatlakozó

Termékszám: LZW5044.97.0002

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Referenciaelektroda ISE-feladatokra, Ag/AgCl és 0,1 M lítium-acetát, kerámia membrán, 1 m kábellel és banándugós csatlakozóval

Műszaki adatok

Anyag:	Érzékelő ház: üveg
Csatlakozó:	Banana
Garancia:	6 hónap
Hőmérséklet tartomány:	0 - 60 °C
Hossz:	120 mm
Kábel hossz:	1 m
Méreték (ÁxH):	12 mm x 120 mm
Paraméter:	Reference ISE
Speciális tulajdonság:	Kettős csatlakozós referenciaelektroda ISE-elektrodához, nagy kerámiamembrán
Szonda illesztés:	Kerámia
Szondatípus:	Laboratóriumi referencia
Termisztor:	-
Típus:	Lab, referencia ISE szondához
Töltőoldat:	LZW9901.99