



pH electrode 5303, gel electrolyte, 3x diaphragms, 0-80 °C, 6 bar, S8 screw head

Termékszám:	LZU5303.97.0002
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

pH electrode with gel electrolyte and S8 screw head. 0 - 14 pH, 0 - 80 °C, up to 6 bar. 3x ceramic diaphragms.

Applications: swimming pools, drinking water, gas

scrubbing towers, boiler water, detoxification,

wwtp outlet water, etc.

Műszaki adatok

Anyag:	Sensor: glass
Átmérő:	12 mm
Elektrolit:	Gel
Garancia:	6 hónap
Hőmérséklet tartomány:	0 - 80 °C
Hossz:	120 mm
Kábel csatlakozás:	S8
Membrán:	3 ceramic
Méréstartományok pH:	0 - 14 pH
Nyomástartomány:	legfeljebb 6 bar
Paraméter:	pH
Reference system:	Encapsulated Ag/AgCl crystals