



Reagent powder pillows, FerroVer iron, 10 mL, pk/1000

Termékszám:

2105728

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Powder reagent in sealed package, pk/1000. For 10mL sample.

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Módszer név:	FerroVer
Módszer száma:	8008
Műszer:	All except DR/3000, DR/2000
Paraméter:	Iron
Platform:	Porpárna
Tárolási feltételek:	10 °C - 25 °C
Térfogat/ csomagméret:	1000 /pk
Tesztek száma:	1000