



Iron Reagent Powder Pillows (TPTZ), 0.012-1.800mg/L Fe

Termékszám:

2275699

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Powder reagent in sealed package for the determination of low levels of iron. For 25mL sample. 100/pack

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,012 - 1,800 mg/L Fe
Módszer név:	TPTZ
Módszer száma:	8112
Műszer:	DR/3000, DR/2000
Paraméter:	Iron
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100 /pk
Tesztek száma:	100