



Vas reagenskészlet, 0,01-1,80 mg/liter Fe

Termékszám:

2544800

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Porreagensek zárt csomagban a vas molibdénvegyületek jelenlétében való meghatározására.

A FerroMo vas reagens hűtőtornyok vizéből molibdénvegyületek jelenlétében határozza meg a vasat. Kiküszöböli a molibdén redukcióját, ami fekete színű oldatot képez. Nincs szükség előkezelésre.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,01 - 1,80 mg/L Fe
Módszer név:	FerroMo
Módszer száma:	8365
Műszer:	Mind, kivéve: DR/820, PC II
Paraméter:	Vas
Platform:	Porpárna
Speciális tulajdonság:	Iron (Total) Reagent set, Powder Pillows
Tesztek száma:	100