



Molybdenum reagens szett, porpárnás, 0-35.0 mg/l Mo

Termékszám:

2243400

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Por reagens légmentes csomagolásban molybdenum meghatározásához, kolorimetriás merkaptóacetil sav módszerrel. 25 ml mintához

For determination of Molybdenum by the Mercaptoacetic Acid Method (Hach method 8036). Range: Up to 35.0 mg/L as Mo⁶⁺. Sample Size: 25 mL. Set Contains: MolyVer[®] 1, 2 and 3 Molybdenum Reagent Powder Pillows for 100 tests.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	25 mL
Módszer név:	Mercaptoacetic Acid
Módszer száma:	8036
Műszer:	DR/3000, DR/2000
Platform:	Porpárna
Tesztek száma:	100