



PAN indikátor oldat, 0.1% (50 ml SCDB)

Termékszám:

2122426

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Kolorimetriás reagens alacsony szintű mangán meghatározáshoz. Önvisszatartó csepegtetőedény.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,006 - 0,700 mg/L Mn
Módszer név:	PAN
Módszer száma:	8149
Paraméter:	Manganeze
Platform:	Oldat
Térfogat/ csomagméret:	50 mL