



Reagent set, copper, porphyrin, 25 mL

Termékszám:

2242700

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



Powder reagents in sealed packages for the determination of Copper, Porphyrin Method. For 25ml sample.

For determination of copper by the Porphyrin Method. Hach Method 8143. Range: 2 - 210 µg/L Sample Size: 25 mL. Reagent Set includes: Copper Masking Reagent Powder Pillows, Porphyrin 1 and 2 Reagent Powder Pillows for 100 tests.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	2 - 210 µg/L
Módszer név:	Porphyrin
Módszer száma:	8143
Műszer:	DR/3000, DR/2000
Platform:	Porpárna
Tesztek száma:	100