



Nikkel reagenskészlet, heptoximos módszer Nikkel reagenskészlet, 0,02-1,80 mg/liter Ni

Termékszám:

2243500

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Nikkel meghatározására heptoxim indikátoros kloroform-extrakcióval

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0,02 - 1,80 mg/L Ni
Módszer név:	Heptoxim
Módszer száma:	8037
Műszer:	Mind, kivéve: DR/800, PC II
Paraméter:	Nikkel
Tesztek száma:	50