



Ezüst reagenskészlet, porpárnák, 0,02-0,700 mg/liter Ag

Termékszám:

2296600

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Por reagensek lezárt csomagban ezüst kolorimetriás meghatározáshoz Cadion 2B indikátorral 50 ml-es mintákhoz

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,02 - 0,70 mg/L Ag
Módszer név:	Kolorimetriás
Módszer száma:	8120
Műszer:	Mind, kivéve: DR/800, PC II
Paraméter:	Ezüst
Platform:	Porpárna
Tesztek száma:	50