



Sodium periodate powder pillows for manganese, 25 mL, pk/100

Termékszám:

98499

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható

Veszélyes



Powder reagent in sealed package for the determination of Manganese, cold periodate method, and Iron titrations. For 25 ml sample.

For determination of manganese by the periodate oxidation method. EPA approved for reporting wastewater analyses (digestion required). Hach method 8034. Sample size: 25 mL Pack of 100 Powder Pillows.

Műszaki adatok

Módszer név:	Periodate Oxidation
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100 /pk
Tesztek száma:	100