



QAC Reagents 2 porpárnás, 0.2-5.0 mg/l CTAB

Termékszám:

2401268

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Porpárnás reagens légmentes csomagolásban, négy részből álló ammónium összetevő meghatározásához.

Műszaki adatok

Módszer név:	Közvetlen bináris komplex
Módszer száma:	8337
Paraméter:	Kvaterner ammónium vegyületek
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	25 cs
Tesztek száma:	12.5