



QAC reagenskészlet, porpárnák, 0,2-5,0 mg/liter CTAB

Termékszám:

2459200

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Porreagenszék zárt csomagban a kvaterner ammóniumvegyületek meghatározásához (közvetlen biner komplex módszer)

CTAB = Cetil-trimetil-ammónium-bromid

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,2 - 5,0 mg/L CTAB formájában
Módszer név:	Közvetlen biner komplex
Módszer száma:	8337
Műszer:	Mind, kivéve: DR/800, PC II
Paraméter:	Kvaterner ammóniumvegyületek
Platform:	Porpárna
Tesztek száma:	100