



Sulfuric acid cartridge for digital titrator, 0.1600 N

Termékszám:

1438801

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Ready-to-use titrant solution for the determination of alkalinity, 10 - 160 mg/L CaCO₃

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Módszer név:	Verde de bromcresol/rojo de metilo
Módszer száma:	8203
Paraméter:	Alkalinity, Total
Platform:	Digitális titrátor
Tesztek száma:	40 - 100
Titrló:	0.1600 N H ₂ SO ₄