



Reagent powder pillows, DPD total chlorine, 5 mL, pk/1000

Termékszám:

1407628

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



For determination of total chlorine by the DPD method.

For use with Hach's Chlorine Visual Test Kits.

Sample Size: 5 mL. Range: up to 3.5 mg/L Cl₂.

Pack of 1000 powder pillows.

Boric Acid free!

Műszaki adatok

Méréstartomány:	5 mL
Módszer név:	DPD
Platform:	Porpárna
Tárolási feltételek:	10 - 25 °C
Tesztek száma:	1000