



DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows, 5 mL, PK/100

Termékszám:

1407799

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



A klór mérésére szolgáló vizuális tesztkészletekkel használható 3,5 mg/liter Cl₂ koncentrációig. 5 ml-es mintákhoz.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	5 mL
Módszer név:	DPD
Paraméter:	Szabad klór
Platform:	Porpárna
Tárolási feltételek:	10 - 25 °C
Tesztek száma:	100