



Összes klór DPD-reagens, Swiftest reagens adagoló (utántöltés)

Termékszám:

2105660

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



DPD-reagens adagolóhoz tartalék fiola az összes klór meghatározására, 0,02-2,00 mg/liter Cl₂.

Approximately 250 tests

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Méréstartomány (2):	0,02 - 4,50 mg/L Cl ₂
Módszer név:	DPD
Módszer száma:	8167
Műszer:	Mind, kivéve: DR/3000, DR/2000
Paraméter:	Összes klórtartalom
Platform:	Swiftest
Tesztek száma:	250