



Swiftest Szabad klór DPD-reagens adagoló és reagens fiola

Termékszám:

2802300

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



Szabad klór meghatározásához DPD-módszerrel, 0,02-2,00 mg/liter Cl₂

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Módszer név:	DPD
Módszer száma:	8021
Műszer:	Mind, kivéve: DR/3000, DR/2000
Paraméter:	Szabad klór
Platform:	Swiftest
Tesztek száma:	Approximately 250