



Összes klór reagens, ACCUVAC, DPD

Termékszám:

2503025

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Az ampullák egyetlen teszthez elegendő, pontos mennyiségű reagenst tartalmaznak, és mérőküvetként használhatók. Összes klór meghatározásához 0,05-2,00 mg/liter Cl_2 , bróm meghatározásához 0,02-2,00 mg/liter Br_2 és a jód meghatározásához 0,07-7,00 I_2 között

Szabad klór meghatározáshoz DPD módszerrel, AccuVac® Ampullákkal. USEPA által elfogadott, ivóvíz analízishez Hach 8167 módszerrel. Méréstartomány: 0.02 - 2.00 mg/L Cl_2 . 25 ampulla / cs.

Gyors

AccuVac® ampullák gyors eredményt biztosítanak. Csak pattintsa le, töltsse be és olvassa le az eredményt - értékes időt takaríthat meg.

Könnyű

Nincs szükség minta mérésre vagy reagensre. Az ampullák a megfelelő minta mennyiséget tartalmazzák, így bárki hozzájuthat a helyes minta értékhez, minimális előfeszítés nélkül.

Pontos

Pontos mérést és stabil reagenst biztosítanak.

Bárhol használható

Az ampullák reagens csövek és fotometriás mérő cellák egyaránt. Nincs szükség reagens vagy minta szállításra.

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	0,02 - 2,00 mg/L Cl_2
Méréstartomány (2):	0,05 - 4,50 mg/L Br_2
Módszer név:	DPD
Módszer száma:	8167 klór
Műszer:	Mind
Paraméter:	Összes klór
	Bróm
	Jód
Platform:	Accuvac
Térfogat/ csomagméret:	25 cs
Tesztek száma:	25