



Be Right™



Silica Reagent Set, 3-1000 µg/L SiO₂

Termékszám:

2581400

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



For ultralow range Silica determination by the Heteropoly Blue method.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	25 mL
Módszer név:	Heteropoly Blue
Módszer száma:	8282
Műszer:	All except DR/3000, DR/800, PC II
Paraméter:	Silica
Platform:	Oldat
Speciális tulajdonság:	UL, 40 tests
Tesztek száma:	40