



ACCUVAC oldott oxigén reagens ampullák, 6-800 µg/L O₂

Termékszám:

2501025

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



Az ACCUVAC ampullák egyetlen teszthez elegendő, pontos mennyiségű reagenst tartalmaznak és mérőküvettaként használhatók. Az oldott oxigén meghatározására, indigó kármin módszer

Műszaki adatok

Méréstartomány:	6 - 800 µg/L O ₂
Módszer név:	Indigó kármin
Módszer száma:	8316
Műszer:	Mind, kivéve: DR/820, PC II
Paraméter:	Oldott oxigén
Platform:	Accuvac
Térfogat/ csomagméret:	25 cs
Tesztek száma:	25