



## TOC (öblítéses módszer) TNT, 0,3 - 20,0 mg/L C

**Termékszám:**

**2760345**

**Veszélyes**

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Küvetteszt az összes szükséges reagenssel, mely megbízható mérési eredményeket és egyszerű kezelést biztosít (Ø 16 mm). TNT = Test 'N Tube

A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.

### Műszaki adatok

Különleges jegyzet:

A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.

Méréstartomány:

0,3 - 20,0 mg/L C

Módszer név:

Közvetlen

Módszer száma:

10129

Műszer:

DR 900

Paraméter:

Teljes széntartalom

Platform:

Test 'N Tube

Roncsolás szükséges:

Igen

Tesztek száma:

25 - 50