



Kénsav standard oldat, 0,100 N, 1 liter

Termékszám:

20253

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Bürettás sav-bázis titráláshoz, klorigény és trihalo-metán képződési potenciál (THMFP) meghatározásához

Műszaki adatok

Koncentráció:	0,100 N
Leírás:	Kénsav standard oldat, 0,100 N, 1 liter
Méréstartomány:	10 - 100 mekv/liter
Módszer száma:	8289 (Base)
Paraméter:	változó
Platform:	Oldat
Térfogat:	1 L