



Klór standard oldat, 25-30 mg/liter Cl₂, 20 db

Termékszám:	2630020
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Egy paraméteres standard az analitikai minőségbiztosításhoz

Műszaki adatok

Koncentráció:	25 – 30 mg/L Cl ₂
Leírás:	Klór standard oldat, 25-30 mg/liter Cl ₂ formájában, PourRite ampullák, 20 db/csomag
Paraméter:	Klór
Platform:	Oldat
Térfogat/ csomagméret:	20 Ampullák