



Kalibrációs készlet, Stablcal zavarosság standardok, 2100N/ N IS zavarosságmérő, 500 mL-es palackokban

Termékszám:

2662100

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



Öt darab használatra kész, stabilizált formazin standard oldat palackokban. A készlet 500 mL-t tartalmaz a következőkből: <0,1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 1000 NTU, 4000 NTU.

Műszaki adatok

Koncentráció: < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU

Térfogat/ csomagméret: 5 darabos készlet