



Stablcal ampullakalibrációs készlet, formazin, a 2100Q/QIS hordozható zavarosságmérőhöz

Termékszám:

2971205

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk

Veszélyes



Standard kalibrációs készlet a 2100Q/QIS hordozható zavarosságmérőhöz. Formazin standardokat tartalmazó ampullakészlet a következő koncentrációkban: 10, 20, 100, 800 NTU.

Pontos, előkevert formazinoldatok

Formazin elsődleges standard alapján

A jobb stabilitás időt és energiát takarít meg

Megbízható eredmények

Műszaki adatok

Koncentráció: 20, 100, 800, 10 NTU (megerősítéshez)