



Fluoride Ionic Strength Adjustor (ISA) Powder Pillows, pk/100

Termékszám:

258999

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



Ionic Strength Adjustor (ISA) for Fluoride determinations by Ion Selective Electrode (ISE) method. Powder form prevent from diluting samples. Ideal for low Fluoride level readings. Eliminate most interferences. Pack of 100 powder pillows.

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Koncentráció:	ISA
Méréstartomány:	0.01 mg/L to saturated
Package settings:	Powder Pillows
Paraméter:	Fluoride
Térfogat/ csomagméret:	100 /pk