



Reagent powder pillows, NitriVer 3, nitrite, 25 mL, pk/1000

Termékszám:

1406528

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Powder reagent in sealed package for the determination of Nitrogen, Nitrite. 25mL sample, pk/1000

Műszaki adatok

Leírás:	NitriVer 3 Nitrite Reagent Powder Pillows, 25 mL
Méréstartomány:	0.02 - 0.300 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Módszer név:	Diazotization
Módszer száma:	8507
Műszer:	DR/2000, DR/3000
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	1000 /pk
Tesztek száma:	1000