



NitriVer 3 Nitrit reagens porpárnák, 0,02-0,30 mg/liter NO₂-N

Termékszám:

1406599

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



Por reagens zárt csomagban, nitrogén és nitrit meghatározásához. 25 ml-es mintához, 100/csomag

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0.002 - 0.300 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Módszer név:	Diazotálás
Módszer száma:	8507
Műszer:	DR/2000, DR/3000
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	100 cs
Tesztek száma:	100