



Ammónia cianurát porpárnás reagens

Termékszám:

2395566

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Porpárnás reagens légmentes csomagolásban Nitrogén, Ammónia , 0.01-0.50 mg/l NH₃-N meghatározáshoz.

Műszaki adatok

Módszer név:	Salicylate
Módszer száma:	8155
Paraméter:	Ammonia Nitrogen
Platform:	Porpárna
Térfogat/ csomagméret:	50 cs
Tesztek száma:	25