



Nitrát reagenskészlet, porpárnák, 0,01-0,50 mg/liter NO₃-N

Termékszám:

2429800

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Porreagensek zárt csomagban a nitrogén, nitrát meghatározásához kadmium redukciós módszerrel 10 ml minta, 100 db/csomag

Műszaki adatok

Leírás:	A készlet tartalma: NitraVer 6 porpárnák (2107249), NitraVer 3 porpárnák (2107169)
Méréstartomány:	0.01 - 0.50 mg/L NO ₃ -N
Módszer név:	Kadmium redukció
Módszer száma:	8192
Műszer:	Mind, kivéve: DR/3000, DR/2010, DR/2000, PC II
Paraméter:	Nitrát
Platform:	Porpárna
Speciális tulajdonság:	Nitrate Reagent set, Powder Pillows
Tesztek száma:	100