



Összes nitrogén, TNT, 2 - 150 mg/L N

Termékszám:

2714100

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



Küvetteszt az összes szükséges reagenssel, mely megbízható mérési eredményeket és egyszerű kezelést biztosít (Ø 16 mm). TNT = Test 'N Tube 25 - 50 teszt

A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:

A készlet két kartondobozból áll: 27140-45 és 26721-45

27140-45 = TN hidroxid reagensoldat (2714045), perszulfát porpárnák (2671846)

26721-45 = TN C savas reagensoldat (2672145), biszulfít reagens A porpárnák (2671946), indikátor reagens B porpárnák (2672046)

A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.

Méréstartomány:

2 - 150 mg/L N

Módszer név:

Perszulfátos feltárás

Módszer száma:

10072

Műszer:

DR 900

Paraméter:

Összes nitrogén

Platform:

Test 'N Tube

Roncsolás szükséges:

Igen

Tárolási feltételek:

10 - 25 °C

Tesztek száma:

25 - 50