



Foszfónát reagenskészlet, porpárnák, 0,02-125 mg/liter PO₄

Termékszám:

2429700

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



Porreagensek zárt csomagban a foszfónát vegyületek meghatározásához perszulfátos oxidációs UV-módszerrel

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:

A készlet tartalma: Kálium-perszulfát porpárnák (2084769), PhosVer 3 porpárnák (2106069)

Leírás:

Foszfónát reagenskészlet

Méréstartomány:

10 mL

Méréstartomány (2):

1,0 - 125 mg/L PO₄

Módszer név:

UV perszulfátos oxidáció

Módszer száma:

8007

Műszer:

Mind, kivéve: DR/900

Paraméter:

Foszfónátok

Platform:

Porpárna

Tárolási feltételek:

10 °C - 25 °C

Tesztek száma:

100